

Mesures sur le diffractomètre 2C

Détecteur à cristaux analyseurs

Mesures à haute résolution

Accès possibles :

- via les BAG **RECIPROCS**
- « mail-in »

Robot IRELEC®

- Montage rapide des capillaires
- Alignement automatique



Rack 36 échantillons



Détecteur à pixels hybrides Dectris® Mythen

Mesures rapides

~ 1 – 5 min (standard)

~ 20 - 40 min (PDF)

Capillaires 0.1 – 0.3mm



Block Allocation
Groups (BAG)



A celles et ceux qui souhaitent déposer une proposition d'expérience pour l'appel à projets de septembre, vous trouverez **toutes les informations nécessaires** sur le site web de [RECIPROCS](https://www.reciprocs.fr), en particulier :

- vos interlocuteurs par région, le type de mesures possibles et différentes informations pratiques ;
- un modèle de document dans lequel rédiger [votre demande d'expérience](#) ;
- un [formulaire](#) à remplir pour indiquer les noms des porteurs de projet, la configuration instrumentale souhaitée et les informations de sécurité relatives aux échantillons.


Concernant les mesures sur poudres :

Le détecteur à pixels hybrides permet des mesures en quelques secondes à quelques minutes, avec une très bonne résolution angulaire (voir [ici](#)) si on travaille avec des capillaires fins (0.3mm).

L'installation du passeur d'échantillon automatique pour capillaires permet désormais d'exploiter au mieux la rapidité de ce détecteur.




Pour toute information qui ne figurerait pas sur le site de RECIPROCS ou pour obtenir des précisions, contactez-nous sans hésiter.

Afin de préparer la soumission et nous laisser le temps des compiler les projets, vos demandes doivent être envoyées à vos correspondants régionaux au plus tard **le 1er septembre 2021**.



Suivi en température

Gamme 20 – 1150 K



Mesures sur le diffractomètre 4C